


edge^{pH}



Entregamos alta tecnología al alcance de todos, olvídense de los límites.



edge®pH Medidor de pH/ORP HI 2002

El edge mide pH y ORP mediante electrodos digitales los que cuenta con reconocimiento automático informando el tipo de sensor, calibración y número de serie.

Se conectan fácilmente al Medidor de pH edge mediante un plug in de 3,5mm. Cuenta con descarga de datos directa a un ordenador mediante puerto mini USB o a un pendrive.

- Diseño compacto y liviano.
- Sistema de calibración: CAL CHECK.
- Sistema de seguridad: SENSOR CHECK.
- Registro de datos y exportación a PC o pendrive.
- Entrada micro USB para cargar batería (portátil).
- Medida de pH mediante electrodo Inteligente.
- Almacenamiento de datos GLP.



Registro de datos

El edge permite guardar hasta 1000 registro de datos. El registro incluye las lecturas y fecha y hora de la última calibración.

Good Laboratory Practice (GLP)

Los datos de la última calibración son guardado en el sensor: Offset del electrodo, pendiente, fecha, hora y los Buffers/ standards. Cuando cualquiera de los sensores (pH, CE, o OD) está conectado al edge, los datos GLP se transfieren automáticamente.

Rango

pH	-2.00 a 16.00 pH; -2.000 a 16.000 pH ^T
mV pH	±1000 mV
ORP	±2000 mV
Temperatura	-20.0 a 120.0°C

Mesa central Chile: (56 2) 2862 5700
www.hannachile.com / ventas@hannachile.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

N°: 7718

